



Pathologic Diagnosis Service

660-701 경남 진주시 진주대로 501

경상대학교 수의과대학 동물의료원

Tel: 055-772-2324 (동물의료원)/ 2365 (병리학교실)

Email: ihong@gnu.ac.kr

병리조직 검사의뢰서									
Path. acct #		환축정보 아래로 작성부탁드립니다.							
환축 정보									
종명		품종		연령		체중		성별	/중성화 ()
이름		검체 채취부위		검체채취방법		FNA (), Biopsy (), Surgery ()			
검체채취일자	년	월	일	검사의뢰일자	년	월	일		
부검의뢰시	폐사 (), 안락사 ()			폐사일시	년	월	일	am/pm:	
	안락사방법			부검일시	년	월	일	am/pm:	
검체위치	<p style="text-align: right;">- 특이사항 (형태학적 특징 등 참고사항) :</p>								
병력, 임상증상, 검진 및 치료소견 (자세히)									
의뢰인 정보									
의뢰인					주소				
Email					Tel.				

※ 조직검사 의뢰 시 참고사항 ※

1. 조직은 포르말린 용액 (35~40%)을 증류수나 생리식염수에 5~10배 희석한 용액에 담아 고정하여 주십시오. (포르말린 용액이 없을 경우 70% 또는 95% 에탄올을 사용하시고, 관련 내용을 꼭 기재해주시기 바랍니다.)
2. 용기는 가급적 입구가 넓은 것을 사용하여 주십시오. (조직이 고정되고 나면 유연성이 떨어져 입구가 작을 경우 조직을 꺼내기가 어려울 때가 있습니다.)
3. 조직 크기의 10~20배 분량의 포르말린을 넣어야 조직 고정이 빨리 됩니다.
4. 고정용액이 외부로 흐르지 않게 잘 밀봉한 후 발송하여 주십시오.
5. 유선 종양 의뢰 시, 발생 유두 위치를 표시하여 주십시오.
6. 조직이나 종양채취 전 임상소견을 사진으로 찍어서 email로 보내주시면, 추후 데이터정리에 도움이 됩니다.
7. 진단결과지는 조직이 병리학교실에 접수된 날짜로부터 10일 전후로 email로 받아 보실 수 있습니다.